

GANTS D'EXAMEN EN NITRILE

Gants Handgards Examgards

Conforme aux normes ASTM D6319, Santé Canada & FDA 510K

200 gants / boîte
10 boîtes / caisse

Handgards est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de produits jetables pour la restauration en Amérique du Nord, notamment de gants, de sacs, de vêtements de protection et d'emballages flexibles. Ainsi, depuis plus de 40 ans, Handgards est un leader nord-américain des produits jetables en plastique pour la restauration qui prospère en fournissant des produits qui protègent contre les maladies infectieuses transmises par contact avec les mains.

Ces gants aident à réduire le risque de propagation d'une infection ou d'une maladie. Ils sont non stériles, sans latex et sans poudre. Ce produit est un choix économique et efficace pour se protéger contre les substances indésirables. Ils complètent la gamme des équipements de protection individuelle conçus pour la grande majorité des interventions professionnelles et médicales. idéal pour les travailleurs de la santé, les premiers intervenants, les cabinets dentaires, les soins de beauté, les résidences pour aînés et pour la manipulation d'aliments



Caractéristiques

Limites acceptables

Dimension et tolérance	Largeur (mm)		S	70 – 90 mm
			M	85 – 105 mm
			L	100 – 120 mm
	Longueur (mm) / (pouce)		XL	110 – 130 mm
	Épaisseur (mm) / (mil)		≥ 230 mm / 9.05"	
Exigences physiques	Avant vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	≥ 14	
		Limite d'allongement (%)	≥ 500	
	Après vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	≥ 14	
		Limite d'allongement (%)	≥ 400	
Résidu de poudre			<2mg/gant	

Materiau	Nitrile
Test d'eau AQL	2.5 AQL
Description	Non stérile, sans latex, sans poudre, ambidextre. Manche perlée pour réduire le roulement et la déchirure du gant, bouts des doigts texturés pour offrir de l'adhérence accrue
Tailles	S, M, L, XL
Couleur	Mauve
Conservation	A conserver dans un endroit propre, frais et sec. Eviter la chaleur excessive (Max 38°C).
Date d'expiration	3 ans après la date de fabrication
Fabriqué en	Malaysia
Certifications	Conforme aux normes ASTM D6319, FDA 510K & Santé Canada
Chimiothérapie	Non



Manufacturier & Grossiste



États-Unis

2915 Ogletown Rd Ste 3830,
Newark, DE 19713

1-833-460-2027
Info@neobexmedical.com
Neobexmedical.com

Canada & Global

License : 12269
85 Albert Street, Sherbrooke, QC,
Canada J1H 1N1

© Neobex Medical Inc.
Tous droits réservés