

GANTS D'EXAMEN EN COMPOSÉ DE VINYLE & NITRILE

Gants Intco Synmax Noir

100 gants / boîte
10 boîtes / caisse

Conforme aux normes ASTM D5250, FDA 510 & Santé Canada

Intco Medical est une entreprise de fabrication de haute technologie engagée dans la R&D, la production et la commercialisation de produits médicaux jetables et d'équipements durables dont l'activité principale couvre la protection médicale, les soins infirmiers de réadaptation, la physiothérapie et les examens jetables. INTCO Medical a exporté des produits de haute qualité dans plus de 120 pays.

Ces gants aident à réduire le risque de propagation d'une infection ou d'une maladie. Ils sont non stériles, sans latex et sans poudre. Ce produit est un choix économique et efficace pour se protéger contre les substances indésirables. Ils complètent la gamme des équipements de protection individuelle conçus pour la grande majorité des interventions professionnelles et médicales. idéal pour les travailleurs de la santé, les premiers intervenants, les cabinets dentaires, les soins de beauté et les résidences pour aînés



Caractéristiques

Limites acceptables

Dimension et tolérance	Largeur (mm) & Poids (g)		S	80 ± 10 mm	4.6g ± 0.2
			M	95 ± 10 mm	5.1g ± 0.2
			L	110 ± 10 mm	5.6g ± 0.2
	Longueur (mm) / (pouce)		XL	120 ± 10 mm	6.1g ± 0.2
	Épaisseur (mm) / (mil)		≥ 230 mm / 9.06"		
Exigences physiques	Avant vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	≥ 15		
		Limite d'allongement (%)	≥ 350		
	Après vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	≥ 15		
		Limite d'allongement (%)	≥ 300		
Résidu de poudre		<2mg/glove			

Materiau	Chlorure de poly-vinyle synthétique et nitrile
Test d'eau AQL	1.5 AQL
Description	Non stérile, sans latex, sans poudre, ambidextre. Poignet perlé pour réduire l'enroulement et la déchirure du gant
Tailles	S, M, L, XL
Couleur	Noir
Conservation	A conserver dans un endroit propre, frais et sec. Eviter la chaleur excessive (Max 38°C).
Date d'expiration	3 ans après la date de fabrication
Fabriqué en	Chine
Certifications	Conforme aux normes ASTM D5250, FDA 510K, Santé Canada et fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485 & 9001
Chimiothérapie	Non

NEOBEX
Manufacturier &
Grossiste



États-Unis

2915 Ogletown Rd Ste 3830,
Newark, DE 19713

1-833-460-2027
Info@neobexmedical.com
Neobexmedical.com

Canada & Global

License : 12269
85 Albert Street, Sherbrooke,
QC, Canada J1H 1N1

© Neobex Medical Inc.
Tous droits réservés