

# GANTS D'EXAMEN EN NITRILE

## Gants Neobex Manche Allongée

100 gants / boîte  
10 boîtes / caisse

Conforme aux normes ASTM D6319 & ASTM D6978

Au cœur de la pandémie, alors que tous les milieux hospitaliers faisaient face aux pénuries ainsi qu'aux difficultés d'approvisionnement, Neobex a créé sa propre marque de gants médicaux dans le but de soutenir les efforts des professionnels de la santé en leur fournissant des équipements de haute qualité afin de faciliter l'accès aux soins de santé.

Ces gants haut de gamme sont un choix économique et efficace pour se protéger contre les maladies indésirables, dangereuses et potentiellement infectieuses dans les environnements présentant un risque de contagion élevé. Ces gants ont été spécialement développés avec un manche de 12 pouces afin d'offrir une protection supplémentaire aux professionnels de la santé. Il s'agit du produit idéal pour maximiser la protection en milieu hospitalier où les travailleurs doivent être très bien protégés afin d'être en mesure d'effectuer leur travail en toute sécurité.



### Caractéristiques

Caractéristiques		Limites acceptables	
Dimension et tolérance	Largeur (mm) & Poids (g)	S 80 ± 10 mm M 95 ± 10 mm L 110 ± 10 mm XL 120 ± 10 mm	5.0g ± 0.2 5.5g ± 0.2 6.0g ± 0.2 6.5g ± 0.2
	Longueur (mm) / (pouce)	≥ 290 mm / 11,5"	
	Épaisseur (mm) / (mil)	Doigt 0.12 mm / 4,72 mil Paume 0.09 mm / 3,54 mil Poignet 0.07 mm / 2,76 mil	
Exigences physiques	Avant vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	≥ 14
		Limite d'allongement (%)	≥ 500
	Après vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	≥ 14
		Limite d'allongement (%)	≥ 400
Résidu de poudre		<2mg/glove	

<b>Materiau</b>	Nitrile
<b>Test d'eau AQL</b>	1.5 AQL
<b>Description</b>	Non stérile, sans latex, sans poudre, ambidextre. Gant chloré pour un enfilage et un retrait faciles, manche perlée pour réduire le roulement et la déchirure du gant, gant texturé sur son ensemble pour offrir une adhérence maximale
<b>Tailles</b>	S, M, L, XL
<b>Couleur</b>	Bleu ciel
<b>Conservation</b>	A conserver dans un endroit propre, frais et sec. Eviter la chaleur excessive (Max 38°C).
<b>Date d'expiration</b>	3 ans après la date de fabrication
<b>Fabriqué en</b>	Chine
<b>Certifications</b>	Conforme aux normes ASTM D6319, ASTM D6978 et Santé Canada
<b>Chimiothérapie</b>	Oui, conforme à la norme ASTM D6978 pour la résistance à la perméation par les médicaments de chimiothérapie



**Manufacturier & Grossiste**



### États-Unis

2915 Ogletown Rd Ste 3830,  
Newark, DE 19713

1-833-460-2027  
Info@neobexmedical.com  
Neobexmedical.com

### Canada & Global

License : 12269  
85 Albert Street, Sherbrooke, QC,  
Canada J1H 1N1

© Neobex Medical Inc.  
Tous droits réservés