

# GANTS D'EXAMEN EN NITRILE

## Gants Medisca Safe-Sense

Conforme aux normes ASTM D6319 & ASTM D6978

100 gants / boîte  
10 boîtes / caisse

Medisca est un leader mondial en composition pharmaceutique qui est la science responsable de la création de médicaments personnalisés. Les gants Safe-Sense ont été testés et autorisés pour répondre aux normes les plus strictes pour la manipulation de la majorité des molécules pharmaceutiques. Safe-Sense est la nouvelle référence en matière de solutions de produits EPI simples et fiables, vous permettant d'effectuer votre travail en toute sérénité face aux directives réglementaires en constante évolution

Ces gants haut de gamme offrent une protection maximale pour les préparations dangereuses non stériles, l'administration, l'élimination et d'autres activités de chimiothérapie connexes. Ils sont résistants à la perforation, à l'abrasion et aux accrocs. Par ailleurs, ces gants sont couramment utilisés dans les environnements à risque biologique, idéaux pour les travailleurs de la santé, les premiers intervenants, les cabinets dentaires, les soins de beauté et les résidences pour personnes âgées



### Caractéristiques

### Limites acceptables

Dimension et tolérance	Largeur (mm) & Poids (g)		S	85 ± 5 mm	4.0g ± 0.3
			M	95 ± 5 mm	4.5g ± 0.3
			L	105 ± 5 mm	5.0g ± 0.3
	Longueur (mm) / (pouce)				≥ 240 mm / 9.5"
	Épaisseur (mm) / (mil)		Doigt	0.09 mm / 3,54 mil	
			Paume	0.08 mm / 3,15 mil	
			Poignet	0.05 mm / 1.97 mil	
Exigences physiques	Avant vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	≥ 14		
		Limite d'allongement (%)	≥ 500		
	Après vieillissement	Résistance à la traction (MPa)	≥ 14		
		Limite d'allongement (%)	≥ 400		
Résidu de poudre			<2mg/gant		

<b>Materiau</b>	Nitrile
<b>Test d'eau AQL</b>	1.5 AQL
<b>Description</b>	Non stérile, sans latex, sans poudre, ambidextre. Gant chloré pour un enfilage et un retrait faciles, manche perlée pour réduire le roulement et la déchirure du gant, bouts des doigts texturés pour offrir de l'adhérence accrue
<b>Tailles</b>	S, M, L, XL
<b>Couleur</b>	Bleu ciel
<b>Conservation</b>	A conserver dans un endroit propre, frais et sec. Eviter la chaleur excessive (Max 38°C).
<b>Date d'expiration</b>	3 ans après la date de fabrication
<b>Fabriqué en</b>	Chine
<b>Certifications</b>	Conforme aux normes ASTM D6319, ASTM D6978, FDA 510K, FDA pour les applications de manipulation des aliments, Santé Canada et fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485
<b>Chimiothérapie</b>	Oui, conforme à la norme ASTM D6978 pour la résistance à la perméation par les médicaments de chimiothérapie

**NEOBEX**  
Manufacturier &  
Grossiste



### États-Unis

2915 Ogletown Rd Ste 3830,  
Newark, DE 19713

1-833-460-2027  
Info@neobexmedical.com  
Neobexmedical.com

### Canada & Global

License : 12269  
85 Albert Street, Sherbrooke, QC,  
Canada J1H 1N1

© Neobex Medical Inc.  
Tous droits réservés